

# view Teeth 설치설명서

2013.07.11 | Project Proposal

## 1) 뷰티스 페이지 접속하기 (컴퓨터 이용)

- ① 덴티스 홈페이지에 접속 합니다. (<http://www.dentis.co.kr/>)
- ② 오른쪽 날개 배너를 클릭하여, 뷰티스 페이지에 접속 합니다.




## 2) 뷰티스 서버 프로그램 다운 받기 (컴퓨터 이용)

- ① 뷰티스 서버프로그램 탭을 누릅니다.
- ② 뷰티스 서버프로그램 버튼을 클릭하여 서버프로그램을 다운로드 받습니다.



## 3) 서버 프로그램 실행 (컴퓨터 이용)

- ① 아이패드에서 불러오실 사진 저장 폴더를 선택 합니다. (없을 시, 이 단계를 무시함)  
※ 저장위치에 파일이 많을 경우, 속도 저하 현상이 발생합니다. (폴더 개수는 관계 없음)
- ② 시작 버튼을 눌러 서버를 활성화 시킵니다.



## 4) 뷰티스 페이지 접속 (아이패드 이용)

- ① 덴티스 홈페이지로 접속하여, 뷰티스 페이지로 접속 합니다.
- ② 뷰티스 다운로드 버튼을 클릭하여 뷰티스 앱을 다운 받습니다.

뷰티스 어플리케이션

뷰티스 서버프로그램

뷰티스는 치과에서 사용하는 전문 치과 의료 상담 앱으로 병원에서 촬영된 이미지를 이용하여, 아이패드를 이용하고 쉽고 편리하게 상담을 하실 수 있도록 해 주는 시스템입니다.



<p><b>아이패드 전용 최적화 뷰어</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사진 자동정렬 및 보정기능</li> <li>▶ 핑거 및 펜기능</li> <li>▶ 환자정보 폴더관리</li> </ul>	<p><b>대표 임상케이스 자료 내장</b> <small>(500여장 / 업데이트 사후관리)</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 임플란트(전치 및 구치,전체, 오버덴처, 덴티스가이드, 코누스등)</li> <li>▶ 중치치료(세핵, 라미네이트,레진)</li> <li>▶ 잇몸치료(사랑나)</li> <li>▶ 전치 심미치료 및 마백치료</li> <li>▶ 주의사항</li> </ul>	<p><b>실시간 데이터 전송 및 출력기능</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 환자에게 상담이력 이메일 전송</li> <li>▶ 무선출력(에어프린터)</li> </ul>	<p><b>치과홍보 플랫폼 제공</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 치과명 삽입</li> <li>▶ 배너광고</li> </ul>
--	---	---	--

2
뷰티스 다운로드

뷰티스 사용방법



## 5) 뷰티스 실행 (아이패드 이용)

- ① 아이패드 바탕화면에 설치 된, 뷰티스 앱을 클릭 합니다.
- ② 오른쪽 상단의 톱니바퀴 모양의 아이콘을 누릅니다.



## 6) 서버프로그램과 연결 (아이패드 이용)

- ① 컴퓨터에 입력된 정보를 아이패드에 입력합니다.
- ② 컴퓨터와 뷰티스 프로그램과 연동이 완료 되었습니다.



# 감사합니다